

Identificación del Paciente

APELLIDO PATERNO	<input type="text"/>	APELLIDO MATERNO	<input type="text"/>
NOMBRES	<input type="text"/>	RUT	<input type="text"/>
EDAD	<input type="text"/>	SEXO	<input type="radio"/> Femenino <input type="radio"/> Masculino
		FECHA DE NACIMIENTO	<input type="text"/>

Datos Clínicos

Síntomas / Signos Laboratorio

FIEBRE	<input type="checkbox"/>	AUMENTO DE BILIRRUBINA	<input type="checkbox"/>
ICTERICIA	<input type="checkbox"/>	AUMENTO DE TRANSAMINASAS	<input type="checkbox"/>
COLURIA	<input type="checkbox"/>	AUMENTO DE FOSFATASA ALCALINA	<input type="checkbox"/>
ACOLIA	<input type="checkbox"/>	DISMINUCION DE PROTROMBINA	<input type="checkbox"/>
ASTENIA	<input type="checkbox"/>	AUMENTO DE GGT	<input type="checkbox"/>
ANOREXIA	<input type="checkbox"/>	IgM POSITIVA HEPATITIS A	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="text"/>	OTROS	<input type="text"/>

Datos Epidemiológicos

N° de brote (correlativo en SEREMI)	<input type="text"/>
N° de casos detectados en el brote:	<input type="text"/>
Fecha de detección del brote:	<input type="text"/>
Lugar de Ocurrencia	<input type="text"/>
Vacunación Hepatitis A	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
Fecha Vacunación:	<input type="text"/>

Antecedentes de la Muestra

Fecha de Obtención	<input type="text"/>	Tipo de Muestra:	<input type="radio"/> Suero <input type="radio"/> Plasma <input type="radio"/> Sangre Total
--------------------	----------------------	------------------	---

Procedencia

Nombre Profesional Laboratorio:	<input type="text"/>		
Centro o Institución:	<input type="text"/>		
Servicio Salud:	<input type="text"/>		
Dirección:	<input type="text"/>		
Fono:	<input type="text"/>	Unidad:	<input type="text"/>
E-mail:	<input type="text"/>	Ciudad:	<input type="text"/>

INSTRUCCIONES:

1. Se rechazarán las muestras que NO vengan con los antecedentes completos y/o letra legible.
2. Para cualquier consulta: Unidad de Recepción de Muestras del I.S.P. Fono: 25755187 (red MINSAL 255187)
3. La muestra debe ser enviada en tubo plástico estéril con tapa rosca y refrigerada.